

Super Flour 488, succinimidyl ester

产品介绍

Super Flour 488 和 Alexa Flour488 SE 一模一样是一种优良的绿色荧光染料，可与胺基反应。由于其拥有卓越的荧光亮度与光稳定性，Super Flour488 SE 可以作为传统的绿色荧光染料 FITC 以及 Alexa Fluor 488 的替代物。在标记蛋白方面，Super Flour488 SE 很少改变蛋白质的等电点，因此 Super Flour488 SE 标记蛋白具有特异性。

产品包装：1 mg **储存条件：**-20℃避光干燥可保存12个月。

应用范围：标记蛋白 / 抗体 / 胺基化合物

产品参数

Ex/Em: 490/515 nm; 分子量: ~879; 消光系数: 70000;

可用于直接替代: FITC, FAM, Cy2, Alexa Fluor 488, DyLight 488 等

使用方法 (以标记IgG抗体为例)

1、实验材料

IgG: IgG 不可含有可与染料反应的胺类化学物质，如氨基酸、Tris 等。如果 IgG 中含有此类化学物质，应用 pH~7.4 的 PBS 缓冲液预先透析处理。叠氮类化合物的存在不会影响标记反应。

Super Flour 488 SE; ; 葡聚糖凝胶 G-25 透析柱; PBS 缓冲液 (pH~7.4); NaN₃; BSA

2、标记方法和步骤

2.1 准备标记抗体

用 2 mL 0.1M 的 NaHCO₃ 溶液 (pH~8.3) 稀释 5 mg 抗体。如果产品预先用磷酸盐缓冲液稀释，如 PBS 缓冲液 (不含胺基类化合物)，那么可以直接在该缓冲液中加入约 1M 的 NaHCO₃ 母液，调整 NaHCO₃ 工作浓度至 ~0.1M。低于 2.5 mg/mL 浓度的蛋白也可用于标记，不过此浓度下标记效率会降低。当蛋白浓度高于 5 mg/mL 时，标记效率可能更高。由于缓冲液蛋白纯度存在差异性，因而更精确的标记效率由实际操作条件决定。如果标记蛋白浓度稀释过低，可以通过超滤法进行浓缩。

2.2 准备染料储存液

室温预热一管 1 μM 的 Super Flour488 SE，在管中加入 0.1mL 的无水 DMSO，配制浓度为 10 mM 的染料储存液。适当条件下，可以涡旋以便充分溶解染料。如果使用更微量的蛋白进行标记反应，那么染料需要稀释至更低浓度。

注：1) 剩余染料储存液应-20℃低温存放，以备后续使用。用无水 DMSO 配制染料储存液，染料至少可以保存一个月。

2) 染料可以用水配制，但是染料在水中会缓慢水解，所以在结合反应开始前，水配制的储存液最好现配现用。

2.3 标记反应步骤

a) 搅拌或涡旋混匀蛋白溶液，逐步滴加 30-50 μL 的染料储存液 (10 mM)，使染料/蛋白的摩尔比在 9 : 1 至 15 : 1 的范围内。如步骤 2.1 所述，蛋白稀释浓度越高，染料/蛋白的摩尔比越高，这也意味着标记效率更低。标记 Super Flour488 SE 的 IgG 抗体最佳的 DOL (结合于每个蛋白分子上的染料数量) 值在 4-9 范围内。

b) 在室温下搅拌反应 1 小时。

注：在进行结合反应的同时，进行步骤 2.4，平衡葡聚糖凝胶 G-25 透析柱。

2.4 从反应液中分离标记蛋白

a) 用 PBS 缓冲液 (pH~7.4) 平衡葡聚糖凝胶 G-25 透析柱 (10 mm × 300 mm) 。

b) 将步骤 2.3 反应溶液加入柱子, 并用 1 × PBS 缓冲液洗脱。首先洗脱出来的着色带是染料-蛋白结合物。

注: 1) 对于小规模标记反应, 为了避免过度稀释产物, 可以使用超滤装置去除结合物中的自由染料。

2) 当结合反应完成后, 如果不能及时分离染料-蛋白结合物, 可以加入 50 μL 1M 赖氨酸终止反应。多数情况下, 不需要此操作, 因为剩余的未反应的染料在反应最后已经被充分水解。

3、确定 DOL

3.1 蛋白浓度的确定

抗体浓度可通过以下公式计算: $C(\text{mg/mL}) = \{[A_{280} - (A_{\text{max}} \times CF)] / 1.4\} \times \text{稀释因子}$ 。

C 是指实验收集的抗体浓度;

稀释因子是指在光度测量时的稀释倍数 (可从下面备注中获得);

A_{280} 和 A_{max} 分别是指在 280 nm 处的吸光度以及在最大吸收波长 (~490 nm) 处的吸光度;

CF 是校正因子, Super Flour488 SE 的 CF 值为 0.1;

1.4 则是指 IgG (mL/mg) 的消光系数;

注: 过柱洗脱的蛋白溶液直接用于吸光度检测可能浓度过大, 因此需要稀释到大约 0.1mg/mL。稀释倍数 (即稀释因子) 需要从起初抗体数量 (比如 5mg) 以及蛋白液洗脱的总体积来进行预估。

3.2 DOL 的估算

DOL 通过下式计算: $\text{DOL} = (A_{\text{max}} \times M_{\text{wt}} \times \text{稀释因子}) / (\epsilon \times C)$

A_{max} , 稀释因子, C 值在 3.1 中已经明确;

M_{wt} 是指 IgG 的分子量 (~150,000);

ϵ 是 Super Flour488 SE 的摩尔吸光系数;

标记 Super Flour488 SE 的 IgG 抗体最佳的 DOL 值在 4~9 范围内, 有时会上下略有波动。

注意事项

- 1、该产品长期储存终浓度为 5~10 mg/mL。储存溶液中推荐加 BSA 和叠氮化钠, 其浓度分别为 0.01~0.03%, 以防止变性和微生物滋生。
- 2、操作过程注意避光, 搅拌速度应当以避免产生气泡。
- 3、层析柱装柱时, 尽量使柱体均匀, 柱面平整, 无气泡、裂隙。
- 4、上样时注意, 当柱顶缓冲液与凝胶平面相切时再加样品; 洗脱时, 当样品走至与凝胶平面相切时再加洗脱液。
- 5、影响标记效率的其他因素还包括: 温度、反应时间、pH 值、搅拌速度、荧光染料与蛋白的量等, 需注意控制。
- 6、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套及生化实验室必要的防护装备。